

Accesorios y recambios



Liquid Handling

página 140



Consumibles Life Sciences

página 166



Aparatos volumétricos

página 168



Material de laboratorio

página 176

Adaptador para frascos Dispensette® / seripettor® / Titrette® / QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704322	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 22	1	pieza(s)
704325	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 25	1	pieza(s)
704328	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 28	1	pieza(s)
704330	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 30	1	pieza(s)
704338	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704340	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704343	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704345	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 45	1	pieza(s)
704348	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 60	1	pieza(s)
704350	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 50	1	pieza(s)
704375	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 25	1	pieza(s)
704378	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 28	1	pieza(s)
704388	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704390	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704391	PTFE, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704395	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 45	1	pieza(s)
704396	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 32	1	pieza(s)
704397	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704398	ETFE, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 32	1	pieza(s)
704399	ETFE, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704419	PP, rosca GL 32, para frascos con esmerilado NS 19/26	1	pieza(s)
704424	PP, rosca GL 32, para frascos con esmerilado NS 24/29	1	pieza(s)
704429	PP, rosca GL 32, para frascos con esmerilado NS 29/32	1	pieza(s)
704430	PP, rosca S 45, adaptadores para rosca de frascos S 54	1	pieza(s)
704431	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 35	1	pieza(s)

Válvulas de aspiración Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6734	PFA / vidrio /cerámico, Ideal para Dispensette® S / S Organic, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
6735	PFA / vidrio /cerámico, Ideal para Dispensette® S / S Organic, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)
6739	PFA / zafiro, Ideal para Dispensette® S Trace Analysis	1	pieza(s)

Válvula de aspiración con juntas seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6697	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
6698	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)

Válvulas de expulsión Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6727	PFA / vidrio /cerámico / platino-iridio, Ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 5 ml, 10 ml, sin identificación	1	pieza(s)
6728	PFA / vidrio /cerámico / platino-iridio, Ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, sin identificación	1	pieza(s)
6729	PFA / vidrio /cerámico / tantalio, Ideal para Dispensette® S Organic, para volumen nominal 5 ml, 10 ml, identificación «ORG»	1	pieza(s)
6730	PFA / vidrio /cerámico / tantalio, Ideal para Dispensette® S / S Organic, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, identificación «ORG»	1	pieza(s)
6732	Ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, para volumen nominal 10 ml, PT/IR muelle de válvula	1	pieza(s)
6733	Ideal para Dispensette® S Trace Analysis, para volumen nominal 10 ml, tántalo muelle de válvula	1	pieza(s)
6749	Ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, identificación «1+2»	1	pieza(s)



Tapones de ventilación Dispensette® / Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6659	Ideal para Titrette®	1	pieza(s)
704492	Ideal para Dispensette® S / S Organic	1	pieza(s)
704493	Ideal para Dispensette® S Trace Analysis	1	pieza(s)



Tapones de ventilación con cono Luer Dispensette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704495	para microfiltro con cono Luer	1	pieza(s)



Juego de juntas de repuesto seripettor® pro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6696	Juego de juntas de repuesto	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est



Unidad de dosificación Dispensette® S Trace Analysis

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708035	con anillo de seguridad	1	pieza(s)



Cánulas de dosificación Dispensette® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708002	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, punta fina	1	pieza(s)
708005	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708006	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta fina	1	pieza(s)
708008	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708102	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, punta fina	1	pieza(s)
708104	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708106	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta fina	1	pieza(s)
708109	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta estándar	1	pieza(s)

Cánulas de dosificación Dispensette® S Organic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708012	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta fina	1	pieza(s)
708014	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708016	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta fina	1	pieza(s)
708019	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708112	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta fina	1	pieza(s)
708114	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708116	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta fina	1	pieza(s)
708119	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta estándar	1	pieza(s)

Cánulas de dosificación Dispensette® S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708022	sin válvula de purga, PT/IR muelle de válvula	1	pieza(s)
708024	sin válvula de purga, tántalo muelle de válvula	1	pieza(s)
708122	con válvula de purga, PT/IR muelle de válvula	1	pieza(s)
708124	con válvula de purga, tántalo muelle de válvula	1	pieza(s)

Cánula de dosificación seripettor® / seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704518	Ideal para seripettor®, para volumen nominal 2 ml, punta fina	1	pieza(s)
704520	Ideal para seripettor®, para volumen nominal 10 ml, 25 ml, punta estándar	1	pieza(s)
707915	Ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 2 ml, 90 mm	1	pieza(s)
707916	Ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 10 ml, 90 mm	1	pieza(s)
707918	Ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 25 ml, 120 mm	1	pieza(s)
707928	Ideal para seripettor® pro, con conexión con cierre Luer para microfiltro	1	pieza(s)

Tubo de dosificación flexible, PTFE, Ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, con válvula de purga, 800 mm

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708132	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
708134	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)



Sistema de dosificación Dispensette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704209	Tubo de aspiración, FEP, para volumen nominal 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 1.500 mm	1	pieza(s)
704261	Sistema de extracción, equipamiento básico (sin Dispensette®)	1	pieza(s)
704267	Tubo de aspiración, FEP, 7,6 mm, 10.000 mm	1	pieza(s)
704268	Montura para trípode para soporte de pared, acero inoxidable	1	pieza(s)
704269	Tubo de aspiración, FEP, 6,9 mm, 1.000 mm	1	pieza(s)
704270	Adaptador a rosca, acero inoxidable, rosca exterior 2", rosca interior R 3/4"	1	pieza(s)
704272	Pinza de mesa / estante para soporte de pared	1	pieza(s)
704281	Adaptador a rosca, PTFE, rosca exterior 3/4" GL 32	1	pieza(s)
704282	Adaptador a rosca, PTFE, rosca interior 3/4", GL 32	1	pieza(s)



Portafrascos Dispensette® / Titrette®, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704275	Ideal para Dispensette® / Titrette®	1	pieza(s)



Tuerca de sujeción del émbolo Dispensette® S / S Organic

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706033	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706034	para volumen nominal 25 ml, 50 ml	1	pieza(s)



Mordaza para válvula de purga Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8516	Ideal para Dispensette® S	1	pieza(s)
8517	Ideal para Dispensette® S Organic	1	pieza(s)
8518	Ideal para Dispensette® S Trace Analysis	1	pieza(s)



Llave de montaje



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6687	Ideal para seripettor® pro	1	pieza(s)
6748	Ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis	1	pieza(s)
6784	Ideal para Titrette®	1	pieza(s)

Tubo de purga Dispensette® S / Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6747	Ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis	1	pieza(s)
8317	Ideal para Titrette®	1	pieza(s)

Tapa roscada con lengüeta Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706018	Ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706019	Ideal para Dispensette® S, PP, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)
706025	Ideal para Dispensette® S Organic, PP, para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706027	Ideal para Dispensette® S Organic, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)
706029	Ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, ETFE, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706031	Ideal para Dispensette® S / S Organic, PTFE, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)

Tapa roscada con lengüeta seripettor® pro, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706011	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706012	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)

Tubo de aspiración telescópico Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro / Dispensette® III / TA / Titrette®, FEP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708210	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 140 mm	1	pieza(s)
708212	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 240 mm	1	pieza(s)
708214	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 350 mm	1	pieza(s)
708216	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 480 mm	1	pieza(s)
708218	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, 330 mm	1	pieza(s)
708220	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, 480 mm	1	pieza(s)

Tubo de secado Dispensette® / Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707930	PE-LD, sello de junta incluido para bloque de válvulas, PTFE	1	pieza(s)

Adaptador seripettor® pro, Junta ETE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6208	para la cánula de dosificación	1	pieza(s)
6707	para la válvula de aspiración	1	pieza(s)

**Tubos de aspiración seripettor®, PP**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704532	250 mm	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
704534	500 mm	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
704536	para aplicaciones estériles, con junta tórica, 250 mm	1	pieza(s)
704538	para aplicaciones estériles, con junta tórica, 500 mm	1	pieza(s)

**Válvula de aspiración seripettor®**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6790	1 con una válvula de aspiración/expulsión, 2 juntas	1	emb est

**Set ajuste del volumen seripettor® / seripettor® pro**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6787	compuesto de botón y indicador	1	pieza(s)

**Unidad de accionamiento seripettor® / seripettor® pro**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704541	Ideal para seripettor®, para volumen nominal 2 ml	1	pieza(s)
704542	Ideal para seripettor®, para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
704544	Ideal para seripettor®, para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
704548	Ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
704549	Ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
704551	Ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 2 ml	1	pieza(s)

**Tubo de dosificación flexible seripettor® / seripettor® pro, PTFE, 800 mm**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704522	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
704523	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)



Unidad de dosificación seripettor® / seripettor® pro / QuikSip™



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
704500	2 ml	1 bolsas = 3 pieza(s)	1	bolsas
704502	10 ml	1 bolsas = 3 pieza(s)	1	bolsas
704504	25 ml	1 bolsas = 3 pieza(s)	1	bolsas
704506	10 ml, esterilizada	1 emb est = 7 pieza(s)	1	emb est
704507	2 ml, esterilizada	1 emb est = 7 pieza(s)	1	emb est
704508	25 ml, esterilizada	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est

Bloque de válvulas seripettor® / seripettor® pro



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
6792	para volumen nominal 2 ml, 10 ml		1	pieza(s)
6794	para volumen nominal 25 ml		1	pieza(s)

Tapa de cierre seripettor®, PP



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
704552	para volumen nominal 2 ml, 10 ml		1	pieza(s)
704554	para volumen nominal 25 ml		1	pieza(s)

Sello para bloque de válvulas, PTFE, Dispensette®



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
704486	Sello para bloque de válvulas		1	pieza(s)

Válvula de aspiración Titrette®



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
6636	con boquilla en forma de oliva y anillo de sellado		1	pieza(s)

Válvula de salida Titrette®



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
8898	con boquilla en forma de oliva y anillo de sellado		1	pieza(s)

Pila Titrette®



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
7260	Microbatería Titrette®, 1,5 V (AAA/UM-4/LR03), incl. cubierta del compartimento para pilas		1	pieza(s)

Cubierta del compartimento para pilas Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8857	Cubierta del compartimento para pilas	1	pieza(s)



Cilindro dosificador con bloque de válvulas Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707533	para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707535	para volumen nominal 25 ml, a partir de SN 01K	1	pieza(s)
707537	para volumen nominal 50 ml, a partir de SN 01K	1	pieza(s)



Sistema de extracción Titrette® para sistema de embalaje Bag-in-Box

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707550	Sistema de extracción Titrette® para sistema de embalaje Bag-in-Box	1	pieza(s)



Cable de interfaz Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8850	Cable de interfaz RS232	1	pieza(s)
707539	Set de adaptación interface RS232 - USB	1	pieza(s)



Cabeza de émbolo Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707530	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
707531	para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707532	para volumen nominal 50 ml	1	pieza(s)



Tapa roscada con lengüeta Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707528	Tapa roscada con lengüeta	1	pieza(s)



Visor Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6783	incolora y marrón/protección lumínica	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est



Software Titrette® (CD-ROM) Titrette® con interfaz RS232



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707538	versión en idioma alemán e inglés	1	pieza(s)

Cánula de valoración Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707525	para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707529	para volumen nominal 25 ml, 50 ml	1	pieza(s)

Clip de carcasa Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8860	Ideal para Titrette® SH	1	pieza(s)
8861	Ideal para Titrette®, para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707558	Ideal para Titrette®, para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
707559	Ideal para Titrette®, para volumen nominal 50 ml	1	pieza(s)

Teclas Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707556	«Encendido/Apagado»	1	pieza(s)
707557	«Pausa»	1	pieza(s)

Palanca de válvula Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8816	Palanca de válvula	1	pieza(s)

Carcasa - carcasa trasera Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8842	standard	1	pieza(s)
8843	con interfaz RS232	1	pieza(s)

Rueda Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707560	Rueda	1	pieza(s)

Cánula de aspiración aspirador BT QuikSip™, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704575	con válvula de aspiración, PP/EPDM	1	pieza(s)



Válvula de expulsión aspirador BT QuikSip™

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704580	PP/EPDM, con juntas	1	pieza(s)



Unidad de accionamiento aspirador BT QuikSip™

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704570	Unidad de accionamiento	1	pieza(s)

Junta seripettor® / QuikSip™

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6788	EPDM	1 emb est = 5 pieza(s)	emb est



Unidad de pipeteado de 8 canales aspirador BT QuikSip™

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704526	PP	1	pieza(s)



Adaptador para acoplar el aparato cell-culture™

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25959	PP	1	pieza(s)



Adaptador para unidad cell-culture™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25933	PVC, pipetas capilares	1	pieza(s)
25960	SI / PVC, para pipetas Pasteur	1	pieza(s)
25961	PP, para puntas de pipeta 200 µl	1	pieza(s)

Tubo para unidad cell-culture™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25962	Tubo de aspiración, silicona, 2.000 mm	1	pieza(s)

Soportes Transferpette® S (modelo a partir de 2020) / Transferpette® electronic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703440	Soporte de mesa(para 1 aparato) Transferpette®-8/-12, todas las versiones	1	pieza(s)
704807	Soporte de mesa redonda (para 6 aparatos) Transferpette® S y S -8/-12	1	pieza(s)
704811	Soporte de estante (para 1 aparato) Transferpette® S o S -8/-12	1	pieza(s)
704812	Soporte de pared (para 1 aparato) Transferpette® S o S -8/-12	1	pieza(s)
705382	Soporte de pared (para 1 aparato) Transferpette® electronic o -8/-12 electronic	1	pieza(s)
705383	Soporte de estante (para 1 aparato) Transferpette® electronic o -8/-12 electronic	1	pieza(s)
705384	Soporte de mesa(para 1 aparato) Transferpette® electronic o -8/-12 electronic	1	pieza(s)
705385	Soporte de mesa(para 1 aparato) para 1 pipeta Transferpette® electronic, excepto 0,5-5 ml	1	pieza(s)
705386	Soporte de mesa(para 1 aparato) Transferpette® electronic 0,25-5ml o Transferpette® S 2ml y 0.5-5ml	1	pieza(s)
705390	Soporte de 3 aparatos co equipo de red Transferpette® electronic, AC adapter Europe, excepto 0.5-5 ml	1	pieza(s)
705391	Soporte de 3 aparatos co equipo de red Transferpette® electronic, AC adapter Reino Unido/ Irlanda, excepto 0.5-5 ml	1	pieza(s)
705392	Soporte de 3 aparatos co equipo de red Transferpette® electronic, AC adapter EE. UU./Japón, excepto 0.5-5 ml	1	pieza(s)

Soportes Transferpette® S (hasta modelo 2019)



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704813	Soporte de pared (para 1 aparato) Transferpette® S o S -8/-12	1	pieza(s)


Tubos de ensayo EASYCAL™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708462	para pipetas < 50 µl	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est

Recipiente de pesaje micro

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
708470	Recipiente de pesaje micro para pipetas < 50 µl, incluye 10 filtros y 3 esterillas de cierre		1	emb est
708471	Paquete de filtros para recipiente de pesaje micro, incluido 20 filtros de repuesto	1 emb est = 20 pieza(s)	1	emb est
708472	Set de tapones para recipiente de pesaje micro, incluido 3 tapones de repuesto	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est



Pieza superior de expulsión Transferpette® S + Transferpette® electronic hasta 1000 µl

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
705508	Ideal para Transferpette®, fijo, 10 µl + variable, 0,1 - 1 µl, 0,1 - 2,5 µl y 0,5 - 10 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020		1	pieza(s)
705509	Ideal para Transferpette®, fijo, 20 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl y 200 µl + variable, 2 - 20 µl, 5 - 50 µl, 10 - 100 µl und 20 - 200 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020		1	pieza(s)
705510	for Transferpette® S (up to model 2019) y Transferpette® electronic up to 1000 µl		1	pieza(s)
705511	Ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + variable, 100-1000 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020		1	pieza(s)



Pieza inferior de expulsión Transferpette® S + Transferpette® electronic hasta 1000 µl



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704630	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 0,1 - 1 µl	1	pieza(s)
704631	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
704632	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 2 - 20 µl	1	pieza(s)
704633	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 10 - 100 µl	1	pieza(s)
704634	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 20 - 200 µl	1	pieza(s)
704635	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 100 - 1.000 µl	1	pieza(s)
704638	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 10 µl	1	pieza(s)
704639	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 20 µl	1	pieza(s)
704640	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 25 µl	1	pieza(s)
704641	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 50 µl	1	pieza(s)
704642	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 100 µl	1	pieza(s)
704643	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 200 µl	1	pieza(s)
704644	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 500 µl	1	pieza(s)
704645	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), fija, 1.000 µl	1	pieza(s)
704649	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 0,1 - 2,5 µl	1	pieza(s)
704665	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable, 5 - 50 µl	1	pieza(s)
704730	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 0,1 - 1 µl	1	pieza(s)
704731	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 0,1 - 2,5 µl	1	pieza(s)
704732	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
704733	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 2 - 20 µl	1	pieza(s)
704734	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 5 - 50 µl	1	pieza(s)
704735	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 10 - 100 µl	1	pieza(s)
704736	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 20 - 200 µl	1	pieza(s)
704737	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 100 - 1.000 µl	1	pieza(s)
704739	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 10 µl	1	pieza(s)
704740	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 20 µl	1	pieza(s)
704741	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 25 µl	1	pieza(s)
704742	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 50 µl	1	pieza(s)
704743	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 100 µl	1	pieza(s)
704745	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 200 µl	1	pieza(s)
704746	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 500 µl	1	pieza(s)
704747	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 1.000 µl	1	pieza(s)
705548	Ideal para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
705550	Ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl	1	pieza(s)
705553	Ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl	1	pieza(s)
705555	Ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl	1	pieza(s)

Juego de pieza superior e inferior de expulsión Transferpette® S + Transferpette® electronic, monocanal a partir de 2 ml

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
7299	Ideal para Transferpette® electronic, 0,25 ml - 5 ml	1	pieza(s)
704636	Ideal para Transferpette® S, 0,5 ml - 5 ml, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704637	Ideal para Transferpette® S, 1 ml - 10 ml, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704666	Ideal para Transferpette® S, 2.000 µl, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704765	Ideal para Transferpette® S, 2.000 µl, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704766	Ideal para Transferpette® S, 0,5 ml - 5 ml, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704767	Ideal para Transferpette® S, 1 ml - 10 ml, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)



Pieza inferior del vástago Transferpette® S + Transferpette® electronic, monocanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703247	Ideal para Transferpette® S 2 und 5 ml + Transferpette® electronic 5 ml	1	pieza(s)
704628	Ideal para Transferpette® S 10 ml	1	pieza(s)



Junta y arandela Transferpette® S + Transferpette® electronic, monocanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
7288	Junta tórica para la unidad del émbolo, Ideal para Transferpette® S 2 und 5 ml + Transferpette® electronic 5 ml	1	pieza(s)
7298	Junta tórica para la unidad del émbolo, Ideal para Transferpette® S 10 ml	1	pieza(s)
704610	Junta del émbolo con muelle, Ideal para Transferpette® S, fijo, 20 µl + variable, 2 - 20 µl, monocanal	1	pieza(s)
704614	Junta del émbolo con muelle, Ideal para Transferpette® S, fijo, 25 µl, monocanal	1	pieza(s)
704617	Junta del émbolo con muelle, Ideal para Transferpette® S, variable, 5 - 50 µl, monocanal	1	pieza(s)
704661	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10-100 µl, monocanal	1	pieza(s)
704662	Junta del émbolo con resorte, Ideal para Transferpette® S, fijo, 200 µl + Transferpette® S / electronic, variable, 10-200 µl, monocanal	1	pieza(s)
704663	Junta del émbolo con resorte, Ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + Transferpette® S / electronic, variable, 50-1000 µl, monocanal	1	pieza(s)
705530	Junta del émbolo con muelle, Ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocanal	1	pieza(s)



Junta y arandela Transferpette® S + Transferpette® electronic, multicanal



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
703340	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
703341	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
703343	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® electronic, 5 - 50 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
703344	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 10 - 100 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
703345	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 20 - 200 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
703346	Junta del émbolo, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 30 - 300 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
703380	Junta tórica para los vástagos, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 y 1 - 20 µl, multicanal	1 emb est = 24 pieza(s)	1	emb est
705618	Junta tórica para los vástagos, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 5 - 50, 10 - 100, 20 - 200 y 30 - 300 µl, multicanal	1 emb est = 24 pieza(s)	1	emb est

Unidad del émbolo Transferpette® S + Transferpette® electronic, monocanal



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
704600	Ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 1 µl, monocanal		1	pieza(s)
704601	Ideal para Transferpette® S, fijo, 10 µl + variable, 0,5 10 µl, monocanal		1	pieza(s)
704602	Ideal para Transferpette® S, fijo, 20 µl + variable, 2 - 20 µl, monocanal		1	pieza(s)
704606	Ideal para Transferpette®, variable, 500-5000 µl, monocanal		1	pieza(s)
704607	Ideal para Transferpette®, variable, 1000-10000 µl, monocanal		1	pieza(s)
704608	Ideal para Transferpette® S, fijo, 50 µl, monocanal		1	pieza(s)
704615	Ideal para Transferpette® S, variable, 5 - 50 µl, monocanal		1	pieza(s)
704616	Ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocanal		1	pieza(s)
704654	Ideal para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10-100 µl, monocanal		1	pieza(s)
704655	Ideal para Transferpette® S, fijo, 200 µl + variable, 20-200 µl, monocanal		1	pieza(s)
704656	Ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + variable, 100-1000 µl, monocanal		1	pieza(s)
705518	Ideal para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, monocanal		1	pieza(s)
705520	Ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocanal		1	pieza(s)
705523	Ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocanal		1	pieza(s)
705525	Ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, monocanal		1	pieza(s)
705526	Ideal para Transferpette® electronic, 250 - 5000 µl, monocanal		1	pieza(s)

Set de émbolo y junta con muelle Transferpette®, monocanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704603	Ideal para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10-100 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704604	Ideal para Transferpette® S, fijo, 200 µl + variable, 20-200 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704605	Ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + variable, 100-1000 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
705522	Ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
705524	Ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, monocanal	1	pieza(s)



Émbolo Transferpette® S + Transferpette® electronic, multicanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705659	Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, multicanal	1	pieza(s)
705662	Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 10 - 100 µl, multicanal	1	pieza(s)
705663	Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 20 - 200 µl, multicanal	1	pieza(s)
705664	Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic, 30 - 300 µl, multicanal	1	pieza(s)
705666	Ideal para Transferpette® S, 5 - 50 µl, multicanal	1	pieza(s)
705671	Ideal para Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, multicanal	1	pieza(s)



Muelle de expulsión Transferpette® S + Transferpette® electronic, monocanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704626	Ideal para Transferpette® S 2 und 5 ml + Transferpette® electronic 5 ml	1	pieza(s)



Vástago con muelle de expulsión Transferpette® S / Transferpette® electronic, monocanal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704618	Ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704620	Ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 1 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704621	Ideal para Transferpette® S, fijo, 10 µl + variable, 0,5 10 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704622	Ideal para Transferpette® S, fijo, 20 y 25 µl + 2- 20 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704623	Ideal para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10-100 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704624	Ideal para Transferpette® S, fijo, 200 µl + variable, 20-200 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704625	Ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + variable, 100-1000 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704659	Ideal para Transferpette® S, variable, 5 - 50 µl, monocanal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704718	Ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 1 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704719	Ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704721	Ideal para Transferpette® S, fijo, 10 µl + variable, 0,5 10 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704722	Ideal para Transferpette® S, variable, 5 - 50 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704723	Ideal para Transferpette® S, fijo, 20 µl + variable, 2 - 20 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704724	Ideal para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10-100 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704725	Ideal para Transferpette® S, fijo, 200 µl + variable, 20-200 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704726	Ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + variable, 100-1000 µl, monocanal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
705537	Ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocanal	1	pieza(s)
705538	Ideal para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, monocanal	1	pieza(s)
705539	Ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocanal	1	pieza(s)
705541	Ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, monocanal	1	pieza(s)

Vástago individual Transferpette® S / Transferpette® electronic, multicanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705614	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), 5-50 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705615	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic, 10-100 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705616	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic, 20-200 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705617	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic, 30-300 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705620	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 5-50 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705621	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 10-100 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705622	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 20-200 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705623	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 30-300 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705630	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019), 5-50 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705631	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic, 10-100 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705632	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic, 20-200 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705633	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic, 30-300 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705634	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 5-50 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705635	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 10-100 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705636	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 20-200 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705638	Ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 30-300 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705677	Ideal para Transferpette® S / Transferpette® electronic, 0,5-10 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
705678	Ideal para Transferpette® electronic, 1-20 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est



Vástago de pipeta completo Transferpette® electronic, monocanal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705528	Ideal para Transferpette® electronic 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
705529	Ideal para Transferpette® electronic 2 - 20 µl	1	pieza(s)
705546	Ideal para Transferpette® electronic 10 - 200 µl	1	pieza(s)
705547	Ideal para Transferpette® electronic 50 - 1.000 µl	1	pieza(s)
705549	Ideal para Transferpette® electronic 250 - 5.000 µl	1	pieza(s)



Filtro Transferpette® S / Transferpette® electronic

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704652	Filtro Transferpette® S / Transferpette® electronic, 0,5-5 ml, fija 2 ml	1 emb est = 25 pieza(s)	1 emb est
704653	Filtro Transferpette® S / Transferpette® electronic, 1-10 ml	1 emb est = 25 pieza(s)	1 emb est



Campo de etiquetado Transferpette® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704650	Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704750	Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)

Lámina de etiquetado Transferpette® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704651	Modelo hasta 2019	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est
704751	Modelo a partir de 2020	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est

Pulsador de pipeteado Transferpette® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704681	Pulsador de pipeteado Pulsador de pipeteado anillo de retención incl. para Transferpette® S, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
704748	Pulsador de pipeteado Pulsador de pipeteado anillo de retención incl. para Transferpette® S, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)

Clip de carcasa Transferpette® S (hasta modelo 2019), variable



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704670	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 1 µl	1	pieza(s)
704671	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 2,5 µl	1	pieza(s)
704672	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 10 µl	1	pieza(s)
704673	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 20 µl	1	pieza(s)
704674	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 50 µl	1	pieza(s)
704675	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 100 µl	1	pieza(s)
704676	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 200 µl	1	pieza(s)
704677	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 1000 µl	1	pieza(s)
704678	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 5 ml	1	pieza(s)
704679	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 10 ml	1	pieza(s)
704680	Ideal para Transferpette® S (hasta modelo 2019) 300 µl	1	pieza(s)

Grasa para émbolos y ejes guía Transferpette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703677	Grasa siliconada para émbolos, Ideal para Transferpette® de 2, 5 y 10 ml, monocanal + todas las multicanal, aprox. 1 g	1	pieza(s)
703678	Grasa fluorada para ejes guía, Ideal para Transferpette®, multicanal	1	pieza(s)
705502	Grasa siliconada para émbolos, Ideal para Transferpette® S + Transferpette® electronic hasta 1000 µl, aprox. 0,3 g	1	pieza(s)

Paquete de baterías NiMH Transferpette® electronic

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705500	Paquete de baterías NiMH Transferpette® electronic	1	pieza(s)



Fuente de alimentación Transferpette® electronic

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705350	Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705351	Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705352	Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705353	Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)



Filtro y tapón para PLT unit

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703978	Filtro y tapón, PE + tapón para adaptador (10 filtros + 1 tapón)	1 emb est = 1 pieza(s) (10 filtros + 1 tapón)	1 emb est



Fuente de alimentación para PLT unit

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703979	Fuente de alimentación universal para PLT unit	1	pieza(s)



Adaptador para pipetas para PLT unit

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703975	1 canal adaptador para PLT unit, para comprobaciones con punta	1	pieza(s)
703976	1 canal adaptador para PLT unit, para comprobaciones sin punta	1	pieza(s)
703977	4 canales adaptador para PLT unit, para comprobar pipetas multicanal	1	pieza(s)



Bloque con orificios Transferpette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
654052	Ideal para Transferpette®, 500 µl-10 ml, rojo	1	pieza(s)
655074	Ideal para Transferpette®, 100/200 µl, azul	1	pieza(s)



Anillo de sujeción Transferpette®, transparente

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
653054	Ideal para Transferpette®, 1-25 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
653055	Ideal para Transferpette®, 50 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
653056	Ideal para Transferpette®, 100 / 200 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est



Seguro del vástago de émbolo Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
654004	100-10.000 µl, digital	1	pieza(s)

Vástago de émbolo Transferpettor (micro)

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701928	1-5 µl, fija	1 bote = 3 pieza(s)	1 bote
701930	10 µl, Fix y Digital	1 bote = 3 pieza(s)	1 bote
701932	fija 10 y digital 25 µl	1 bote = 3 pieza(s)	1 bote
701934	50 µl, Fix y Digital	1 bote = 3 pieza(s)	1 bote
701936	100 µl, Fix y Digital	1 bote = 3 pieza(s)	1 bote
701938	200 µl, fija	1 bote = 3 pieza(s)	1 bote

Vástago de émbolo Transferpettor (macro)



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
654003	digital, 2 ml - 10 ml	1	pieza(s)
654019	digital, 1 ml - 5 ml	1	pieza(s)
654020	digital, 200-1.000 µl	1	pieza(s)
654021	digital, 100-500 µl	1	pieza(s)

Set de reparación Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701964	1-5 µl	1	emb est
701965	10 µl	1	emb est
701966	20/25 µl	1	emb est
701967	50 µl	1	emb est
701968	100/200 µl	1	emb est

Estación Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701960	para 4 equipos 1-200 µl	1	pieza(s)
702890	para 2 equipos 500-10.000 µl	1	pieza(s)

Tuerca de unión Transferpettor

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
655054	Ideal para Transferpettor, 1-25 µl, gris	1	pieza(s)
655055	Ideal para Transferpettor, 50 µl, gris	1	pieza(s)
655056	Ideal para Transferpettor, 100 / 200 µl, gris	1	pieza(s)

**Batería de ion de litio HandyStep® touch**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705225	Batería de ion de litio HandyStep® touch y HandyStep® touch S	1	pieza(s)

**Soporte universal HandyStep® touch**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705235	Soporte universal HandyStep® touch y HandyStep® touch S	1	pieza(s)

**Soporte HandyStep® touch**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705230	Soporte HandyStep® touch y HandyStep® touch S	1	pieza(s)

**Cable USB, angulado, HandyStep® touch**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705240	Cable USB, angulado	1	pieza(s)

**Soporte de carga HandyStep® touch**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705220	Soporte de carga	1	pieza(s)

**Fuente de alimentación universal HandyStep® touch**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705250	Fuente de alimentación universal incl. cable USB	1	pieza(s)



Estante HandyStep® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705130	Estante	1	pieza(s)

Soporte de pared HandyStep® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705129	Soporte de pared con cinta adhesiva	1	pieza(s)

Clip de carcasa HandyStep® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
15112	Clip de carcasa, avant	1	pieza(s)
15150	Clip de carcasa, frontal	1	pieza(s)

Paquete de baterías NiMH HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705025	Paquete de baterías NiMH, 4,8 V / 700 mAh	1	pieza(s)

Estación de carga HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705020	Estación de carga, sin Tipo de fuente de alimentación	1	pieza(s)

Tapa del compartimento de la batería HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
15295	Tapa del compartimento de la batería	1	pieza(s)

Fuente de alimentación para estación de carga HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705050	Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705051	UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705052	EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705053	Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Fuente de alimentación con adaptador para países accu-jet® S

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26606	universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)



Soporte de pared accu-jet® S

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26539	Soporte de pared accu-jet® S	1	pieza(s)



Cinta adhesiva accu-jet® S

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26547	Cinta adhesiva accu-jet® S	1	emb est



Carcasa de adaptador accu-jet® S

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26658	Carcasa de adaptador, blanco	1	pieza(s)



Adaptador accu-jet® S / pro / auxiliar de pipeteado macro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26146	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, silicona, 44 mm	1	pieza(s)
26508	Ideal para accu-jet® S / pro, silicona, 54 mm, con válvula de retención	1	pieza(s)



Carcasa de adaptador accu-jet® pro / auxiliar de pipeteado macro, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26220	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, gris, PP	1	pieza(s)
26221	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, azul, PP	1	pieza(s)
26222	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, magenta, PP	1	pieza(s)
26223	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, verde, PP	1	pieza(s)
26652	Ideal para accu-jet® pro, azul oscuro, PP	1	pieza(s)
26653	Ideal para accu-jet® pro, magenta, PP	1	pieza(s)
26654	Ideal para accu-jet® pro, verde, PP	1	pieza(s)
26655	Ideal para accu-jet® pro, azul real, PP	1	pieza(s)



Paquete de batería NiMH accu-jet® S / pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26630	Paquete de batería NiMH, 2,4 V / 730 mAh	1	pieza(s)

Cintas adhesivas accu-jet® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26542	12 mm x 65 mm	1	emb est

Filtro de membrana accu-jet® S / pro / auxiliar de pipeteado macro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26052	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, PTFE, 3 µm, hidrófobo	1	pieza(s)
26056	Ideal para auxiliar de pipeteado macro, PTFE, 3 µm, hidrófobo	1	emb est
26530	Ideal para accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hidrófobo, esterilizada	1	pieza(s)
26535	Ideal para accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hidrófobo	1	emb est

Fuentes de alimentación accu-jet® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26601	Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26602	UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26603	EE. UU. (120 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26604	Japón (100 V / 50 Hz)	1	pieza(s)
26605	Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Soporte de pared accu-jet® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26540	Soporte de pared accu-jet® pro	1	pieza(s)

Pera de aspiración auxiliar de pipeteado macro, con anillo roscado, silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26225	gris	1	pieza(s)
26226	azul	1	pieza(s)
26227	magenta	1	pieza(s)
26228	verde	1	pieza(s)

Sistema de válvulas de repuesto auxiliar de pipeteado macro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26128	Sistema de válvulas de repuesto, PP/PTFE/silicona	1	pieza(s)

**Sistema de aspiración de repuesto auxiliar de pipeteado micro**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25805	Sistema de aspiración de repuesto, silicona	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est

**Adaptador de silicona auxiliar de pipeteado micro-classic**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25931	Adaptador de repuesto con tubo de silicona	1	emb est



Caja/gradilla para PCR



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781362	PP, para recipientes de 0,2 ml, clasificación por color	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est

Minirrefrigerador para PCR



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781260	PP, para recipientes de 0,2 ml, 96 pocillos/tiras de 8/tiras de 12	2	pieza(s)

Espátula para aplicar para lámina de sellado



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701381	para presionar láminas de sellado autoadhesivos	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est

Cap Tool para PCR




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781419	para colocar y retirar tapas de placas para PCR	1	pieza(s)

Cajas de almacenamiento para tubos criogénicos, PC



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114862	Ideal para 81 tubos criogénicos 1,2 y 2 ml (rosca exterior)	4	pieza(s)
114864	Ideal para 81 tubos criogénicos 3, 4 y 5 ml (rosca exterior)	5	pieza(s)
114866	Ideal para 100 tubos criogénicos 1,2 y 2 ml (rosca interior)	4	pieza(s)

Soporte criogénico para tubos criogénicos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114860	PP, azul	4	pieza(s)

Contenedor refrigerador



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
156100	con tapa, 4.500 ml, apilable, espuma de PU	1	pieza(s)


Adaptador, PP, para soportes para recipientes de reacción

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780608	Adaptador, 0,5 ml, PP, para soportes para recipientes de reacción 780605	1 emb est = 20 pieza(s)	1 emb est



Soportes para recipientes de reacción, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780605	para 20 recipientes, 1,5 ml, gris	1	pieza(s)
4341000	para 84 recipientes, diámetro exterior 13 mm, blanco	5	pieza(s)
4341001	para 84 recipientes, diámetro exterior 13 mm, azul	5	pieza(s)
4341002	para 84 recipientes, diámetro exterior 13 mm, rojo	5	pieza(s)
4341050	para 128 recipientes, diámetro exterior 11 mm, blanco	5	pieza(s)
4341051	para 128 recipientes, diámetro exterior 11 mm, azul	5	pieza(s)
4341052	para 128 recipientes, diámetro exterior 11 mm, rojo	5	pieza(s)



Minirrefrigerador, para 12 recipientes, 0,5 ml - 2 ml, PC

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114930	temperatura mantenida de 0 °C, para 60 minutos	1	pieza(s)
114935	temperatura mantenida de -20 °C, para 60 minutos	1	pieza(s)
114940	temperatura mantenida de -70 °C, para 45 minutos	1	pieza(s)



Soportes para cubetas, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759500	gris, para 16 cubetas, 210 mmx70 mmx38 mm	1	pieza(s)



Accesorios para frasco para medios

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122750	Tapa a rosca, GL 56, PP, blanco, Ideal para frasco para medios, 500 ml	10	pieza(s)
122755	Adaptador a rosca, GL 45, PTFE, Ideal para frasco para medios	1	pieza(s)



Espátula desechable, PS

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759800	longitud 120 mm, Diámetro de varilla 3 mm	500	pieza(s)



Tapa roscada de repuesto para matraz aforado de PFA



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129250	GL 18	1	pieza(s)
129252	GL 25	1	pieza(s)

Tapones, silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144310	diámetro exterior 12 mm, Diámetro exterior abajo 8 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144315	diámetro exterior 14 mm, Diámetro exterior abajo 11 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144320	diámetro exterior 16 mm, Diámetro exterior abajo 12 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144325	diámetro exterior 18 mm, Diámetro exterior abajo 14 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144330	diámetro exterior 22 mm, Diámetro exterior abajo 17 mm, Altura 25 mm	10	pieza(s)
144340	diámetro exterior 27 mm, Diámetro exterior abajo 21 mm, Altura 30 mm	10	pieza(s)

Tapones, caucho natural, rojo



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144382	diámetro exterior 12 mm, Diámetro exterior abajo 8 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144384	diámetro exterior 14 mm, Diámetro exterior abajo 11 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144385	diámetro exterior 16 mm, Diámetro exterior abajo 12 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144386	diámetro exterior 18 mm, Diámetro exterior abajo 14 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144388	diámetro exterior 22 mm, Diámetro exterior abajo 17 mm, Altura 25 mm	25	pieza(s)
144390	diámetro exterior 27 mm, Diámetro exterior abajo 21 mm, Altura 30 mm	25	pieza(s)

Juntas de vidrio esmerilado cónicas, topacio, Boro 3.3, pulido



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144671	NS 10/19, pulido	1	pieza(s)
144672	NS 12/21, pulido	1	pieza(s)
144673	NS 19/26, pulido	1	pieza(s)
144674	NS 14/23, pulido	1	pieza(s)
144676	NS 24/29, pulido	1	pieza(s)

Junta de vidrio esmerilado cónica, Boro 3.3, octogonal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144515	macizo, NS 12/21	1	pieza(s)
144520	macizo, NS 14/23	1	pieza(s)
144525	macizo, NS 19/26	1	pieza(s)
144530	macizo, NS 24/29	1	pieza(s)
144535	semihueca, NS 29/32	1	pieza(s)
144540	semihueca, NS 34/35	1	pieza(s)
144545	semihueca, NS 45/40	1	pieza(s)

Junta de vidrio esmerilado cónica, Boro 3.3, hexagonal, hueca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144605	NS 7/16	1	pieza(s)
144610	NS 10/19	1	pieza(s)
144615	NS 12/21	1	pieza(s)
144620	NS 14/23	1	pieza(s)
144625	NS 19/26	1	pieza(s)
144630	NS 24/29	1	pieza(s)
144635	NS 29/32	1	pieza(s)
144640	NS 34/35	1	pieza(s)
144645	NS 45/40	1	pieza(s)



Junta de vidrio esmerilado cónica, PE-LD, octogonal, hueca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144440	NS 34/35	1	pieza(s)
144445	NS 45/40	1	pieza(s)



Junta de vidrio esmerilado cónica, PP, arandela de agarre cuadrada, hueca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144405	NS 7/16	10	pieza(s)
144410	NS 10/19	10	pieza(s)
144415	NS 12/21	10	pieza(s)
144420	NS 14/23	10	pieza(s)
144425	NS 19/26	10	pieza(s)
144430	NS 24/29	10	pieza(s)
144435	NS 29/32	10	pieza(s)




Cordel de algodón, algodón 100%, para pipetas

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
28205	desengrasado, ligero, aprox. 13 g, 10 m	1	pieza(s)



Caja de pipetas, aluminio, con revestimiento interior de silicona

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
28920	150-200 mm	1	pieza(s)
28925	235-305 mm	1	pieza(s)
28930	315-385 mm	1	pieza(s)
28935	315-485 mm	1	pieza(s)



Seguro esmerilado para dosificadores basculantes, acero inoxidable



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
55618	NS 29/32	1	pieza(s)

Frasco de reserva, vidrio de soda



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
126963	1.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)

Punta de derrame con tubo de silicona para aparato de valoración Schilling



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11500	Boro 3.3, claro	10	pieza(s)
11505	vidrio AR-GLAS®, topacio	10	pieza(s)

Punta de derrame, PP, para bureta 'economy'



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11600	para llave de PTFE	1	pieza(s)

Punta de bureta de repuesto, Boro 3.3, para bureta y aparato de titulación compactos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11510	10 ml, claro	1	pieza(s)
11511	25 ml, claro	1	pieza(s)
11512	50 ml, claro	1	pieza(s)
11515	25 ml + 50 ml, topacio	1	pieza(s)

para bureta y aparato de titulación compactos, Boro 3.3, topacio, para bureta y aparato de titulación compactos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11519	10 ml	1	pieza(s)
11521	25 ml	1	pieza(s)
11522	50 ml	1	pieza(s)

Llave de bureta, Boro 3.3, topacio, PTFE punzón

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
81927	llave lateral, para bureta 25 ml + 25 ml	1	pieza(s)
81937	llave recta, para bureta 25 ml	1	pieza(s)
81939	llave recta, para bureta 50 ml	1	pieza(s)



Llave de bureta, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11800	para bureta 'economy', con punta PP,, completo	1	pieza(s)
11805	para bureta y aparato de titulación compactos	1	pieza(s)



Juntas FKM para la llave para bureta y aparato de titulación compactos

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11810	Junta para llave de bureta 11805 / bureta y aparato de titulación compactos, FKM	1	pieza(s)



Tapa para buretas, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
16400	diámetro interior 20 mm, Altura 30 mm	10	pieza(s)



Pinza para buretas

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
578000	Aluminio fundido a presión, para 2 buretas, con portarrollos	1	pieza(s)
578001	Aluminio fundido a presión, para 1 bureta hasta 50 ml, con portarrollos	1	pieza(s)



Pinza para micro bureta, tipo Bang

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
915	para micro bureta, tipo Bang	1	pieza(s)




Pie para micro bureta, tipo Bang

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4053	para micro bureta, tipo Bang	1	pieza(s)



Tubo de bureta de repuesto para aparatos de titulación compactos de cero automático, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23833	SILBERBRAND, 10 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23836	SILBERBRAND, 25 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23838	SILBERBRAND, 50 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23843	BLAUBRAND®, 10 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
23846	BLAUBRAND®, 25 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
23848	BLAUBRAND®, 50 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)

Trípode para buretas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23882	Trípode para buretas	1	pieza(s)

Husillo de repuesto para llave de válvula con seguro, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
82170	para bureta 2 ml - 50 ml, con llave recta o lateral	1	pieza(s)

Llave de válvula, Boro 3.3, para bureta, Válvula 0 - 2,5 mm



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
82120	llave lateral, para bureta 2 ml - 10 ml	1	pieza(s)
82121	llave lateral, para bureta 25 ml	1	pieza(s)
82122	llave lateral, para bureta 50 ml	1	pieza(s)
82220	llave recta, para bureta 2 ml - 10 ml	1	pieza(s)
82221	llave recta, para bureta 25 ml	1	pieza(s)
82222	llave recta, para bureta 50 ml	1	pieza(s)

Pinza de vidrio esmerilado cónicas, POM



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
55646	NS 29/32, rojo	1	pieza(s)

Buretas 'economy', SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, sin llave, graduación negra

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
10002	25 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)
10004	50 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)



compactas-Buretas 'economy', SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, con llave PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
10012	25 ml	1	pieza(s)
10014	50 ml	1	pieza(s)



Tubo de bureta de repuesto para bureta compacta, Boro 3.3

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13933	SILBERBRAND, 10 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
13936	SILBERBRAND, 25 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
13938	SILBERBRAND, 50 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
13943	BLAUBRAND®, 10 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
13946	BLAUBRAND®, 25 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
13948	BLAUBRAND®, 50 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
13956	SILBERBRAND, 25 ml, topacio	1	pieza(s)
13958	SILBERBRAND, 50 ml, topacio	1	pieza(s)



Tubo de bureta para bureta compacta, BLAUBRAND®, Boro 3.3, topacio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13973	10 ml	1	pieza(s)
13976	25 ml	1	pieza(s)
13978	50 ml	1	pieza(s)



Bureta de repuest para aparato de valoración Schilling, SILBERBRAND, Boro 3.3

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23713	10 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23715	15 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23716	25 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23718	50 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23723	25 ml, topacio, longitud 390 mm	1	pieza(s)
23724	50 ml, topacio, longitud 580 mm	1	pieza(s)



Mecanismo, PP, para aparato de valoración Schilling




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23745	10 ml	1	pieza(s)
23746	15 ml	1	pieza(s)
23748	25 ml - 50 ml	1	pieza(s)

Tubo de llenado de repuesto para aparato de valoración, transparente, PVC



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11525	Tubo de llenado de repuesto	1	pieza(s)

Fuelle de goma para aparato de valoración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23400	Semifuelle con válvula/tubo	1	pieza(s)

Macho de repuesto para llave intermedia, para aparato de valoración según Pellet



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
81265	con seguro, PTFE punzón 4 NS/19	1	pieza(s)
81270	con seguro, PTFE punzón 4 NS/14	1	pieza(s)

Macho de repuesto con seguro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
81167	para bureta 25 ml + 50 ml, llave lateral, PTFE	1	pieza(s)
81248	para bureta 25 ml + 50 ml, llave lateral, PTFE	1	pieza(s)

Frasco 2.000 ml, NS 29/32, para aparato de valoración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23310	Boro 3.3, claro	1	pieza(s)
23320	Boro 3.3, topacio	1	pieza(s)
126965	vidrio de soda, claro	1	pieza(s)
127065	vidrio de soda, topacio	1	pieza(s)


Frasco, PE-LD, para aparato de valoración, cierre con paso para tubos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129055	500 ml, GL 25	1	pieza(s)
129060	1.000 ml, GL 28	1	pieza(s)
130260	1.000 ml, GL 28	1	pieza(s)

Pie para aparato de valoración Schilling

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23725	para frascos de plástico 500 ml, diámetro 74-76 mm	1	pieza(s)
23728	para frascos de plástico 1000 ml, diámetro 94-96 mm	1	pieza(s)




Uniones hembra esmeriladas con agarre y juntas tóricas, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
51467	NS 29/32	1	pieza(s)



Manguito esmerilados , PTFE, pared fina

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
51422	NS 29/32	10	pieza(s)



Bomba acoplable a frasco de repuesto de vidrio, Boro 3.3, para aparatos de titulación compactos

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23875	claro	1	pieza(s)
23876	topacio	1	pieza(s)



Pulverizador para frasco 1 l Pursept A Xpress / mikrozid® universal liquid



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
44832	para frasco 1 l Pursept A Xpress / mikrozid® universal liquid	1	pieza(s)

Anillo de vertido, PP, para frascos de laboratorio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122662	GL 32	10	pieza(s)
122664	GL 45	10	pieza(s)

Tapones de ventilación, PC, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65804	{774}	1	pieza(s)

Junta tórica, CR, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65820	tamaño nominal 15 cm	1	pieza(s)
65822	tamaño nominal 20 cm	1	pieza(s)
65824	tamaño nominal 25 cm	1	pieza(s)

Junta plana, PP, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159661	R 3/4"	1	pieza(s)

Reductor, PP, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159665	rosca R 3/8"	1	pieza(s)
159667	rosca R 1/2"	1	pieza(s)
159670	rosca M 22 x 1	1	pieza(s)

Válvula antirretorno, PP, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159668	plaquita de válvula en FKM	1	pieza(s)

Conexión a rosca, PP, para bomba de chorro de agua

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159666	con junta, NBR	1	pieza(s)



Oliva, FKM, para bomba de chorro de agua

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159669	para diámetro interior manguera 6-9 mm	1	pieza(s)



Pinza de resorte para botellas de oxígeno según Winkler

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
386138	de 100 ml - 150 ml	1	pieza(s)
386148	de 250 ml - 300 ml	1	pieza(s)



Frasco de filtración, Boro 3.3, con tubo lateral

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
73714	250 ml	1	pieza(s)
73719	500 ml	1	pieza(s)
73724	1.000 ml	1	pieza(s)
73729	2.000 ml	1	pieza(s)



Soporte de filtrado

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
74506	para 2 embudos, 25 mm x 14 mm	1	pieza(s)
74511	para 4 embudos, 450 mm x 140 mm	1	pieza(s)



Soporte para conos de sedimentación, PMMA/PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
388050	para 2 conos de sedimentación de plástico, 300 mm x 130 mm x 315 mm	1	pieza(s)
388060	para 2 conos de sedimentación vidrio o plástico, 300 mm x 130 mm x 400 mm	1	pieza(s)



Junta de goma, EPDM, cónico, para embudos de filtración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
462500	Set for nominal size 22-84 mm	1 emb est = 8 pieza(s)	1 emb est
462512	diámetro exterior 22 mm	10	pieza(s)
462617	diámetro exterior 28 mm	10	pieza(s)
462723	diámetro exterior 35 mm	10	pieza(s)
462827	diámetro exterior 42 mm	10	pieza(s)
462932	diámetro exterior 50 mm	10	pieza(s)
463036	diámetro exterior 63 mm	10	pieza(s)
463139	diámetro exterior 76 mm	10	pieza(s)
463243	diámetro exterior 89 mm	10	pieza(s)

Manguito de goma para crisoles de filtración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
462026	crisol de filtración identificación 1 D, diámetro exterior 41 mm	10	pieza(s)
462231	crisol de filtración identificación 2 D, diámetro exterior 49 mm	10	pieza(s)

Grasa para llaves, sin silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61610	tubo de 30 g	1	pieza(s)

Tapa Novus, Boro 3.3, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65631	tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 215 mm, Altura 98 mm	1	pieza(s)
65638	tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 270 mm, Altura 107 mm	1	pieza(s)
65643	tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 122 mm	1	pieza(s)

Soporte para pipetas para micropipetas intraEND



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708605	para micropipetas intraEND	10	pieza(s)

Auxiliar de pipeteado para micropipetas intraEND



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
709110	para micropipetas intraEND	10	pieza(s)

Tapa roscada, PFA

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129262	S 40, para frasco de cuello ancho	1	pieza(s)



Tapa roscada, PP, para frascos de laboratorio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122620	GL 25	10	pieza(s)
122628	GL 32	10	pieza(s)
122638	GL 45	10	pieza(s)



Cierre roscado con cono de obturación, PP, cono de obturación

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704024	GL 32	1	pieza(s)
704025	GL 45	1	pieza(s)

Pasta de silicona UNISILKON TK M 1011

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61605	tubo de 50 g	1	pieza(s)



Caja dispensadora, vacía, para schülke wipes 70

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
44875	para schülke wipes 70	1	pieza(s)



Varillas especiales para escurridor

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
95111	Diámetro de varilla 6 mm, longitud 120 mm	1 emb est = 11 pieza(s)	emb est



Tapa de repuesto ETFE, con tubo vertical de FEP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129273	GL 25	1	pieza(s)
129275	GL 32	1	pieza(s)



Accesorio para piseta, PE-LD, para frasco con rosca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129222	GL 25	50	pieza(s)
129224	GL 28	25	pieza(s)

Indicador de flujo, SAN



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
134080	para diámetro interior manguera 6-11 mm	5	pieza(s)

Soporte para embudo, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
140300	para embudos de decantación, para varillas con 8-14 mm diámetro	1	pieza(s)
148500	para 1 embudo	5	pieza(s)
148502	para 2 embudos	5	pieza(s)

Tapa con tubo Novus , NS 24/29, Boro 3.3, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65731	tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 215 mm, Altura 85 mm	1	pieza(s)
65738	tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 270 mm, Altura 94 mm	1	pieza(s)
65743	tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 109 mm	1	pieza(s)

Llave de válvula, Boro 3.3, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
82415	para tapa y tubo lateral	1	pieza(s)

Varilla de prolongación, PTFE, para cazo de recogida de muestras



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
90470	para cazo de recogida de muestras 90438 - 90462, longitud 600 mm	1	pieza(s)

Tapa de repuesto, PP, para conos de sedimentación SAN



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
388002	para conos de sedimentación SAN	1	pieza(s)

Bote con tapa a presión, PS, con tapa roscada, PE-LD, cónico

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
62315	25 ml	1000	pieza(s)

**Bote con tapa roscada, PP**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
62310	30 ml, diámetro exterior 57 mm, Altura 32 mm	500	pieza(s)

**Bote con tapa ajustada, PP**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61815	50 ml, diámetro exterior 56 mm, Altura 25 mm	10	pieza(s)
61820	115 ml, diámetro exterior 75 mm, Altura 30 mm	10	pieza(s)

**Banda indicadora para esterilización al vapor con indicador de temperatura, Papel crepé, autoadhesivo**


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61750	50 m x 19 mm	1	pieza(s)

**Recipiente de transporte para portaobjetos, PP, redondo**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
476900	para 5 portaobjetos gruesos o 10 finos	10	pieza(s)

**Recipiente portaobjetos, rectangular, PS, 76 mm x 26 mm**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
475800	para 25 portaobjetos	1	pieza(s)
475900	para 50 portaobjetos	1	pieza(s)
476000	para 100 portaobjetos	1	pieza(s)



Soporte para tubos de ensayo, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4340000	para 84 Tubos, diámetro hasta 13 mm, blanco	5	pieza(s)
4340001	para 84 Tubos, diámetro hasta 13 mm, azul	5	pieza(s)
4340002	para 84 Tubos, diámetro hasta 13 mm, rojo	5	pieza(s)
4340010	para 55 Tubos, diámetro hasta 18 mm, blanco	5	pieza(s)
4340011	para 55 Tubos, diámetro hasta 18 mm, azul	5	pieza(s)
4340012	para 55 Tubos, diámetro hasta 18 mm, rojo	5	pieza(s)
4340020	para 40 Tubos, diámetro hasta 20 mm, blanco	5	pieza(s)
4340021	para 40 Tubos, diámetro hasta 20 mm, azul	5	pieza(s)
4340022	para 40 Tubos, diámetro hasta 20 mm, rojo	5	pieza(s)
4340030	para 32 Tubos, diámetro hasta 25 mm, blanco	5	pieza(s)
4340031	para 32 Tubos, diámetro hasta 25 mm, azul	5	pieza(s)
4340032	para 32 Tubos, diámetro hasta 25 mm, rojo	5	pieza(s)
4340040	para 21 Tubos, diámetro hasta 30 mm, blanco	5	pieza(s)
4340041	para 21 Tubos, diámetro hasta 30 mm, azul	5	pieza(s)
4340042	para 21 Tubos, diámetro hasta 30 mm, rojo	5	pieza(s)
4340060	para 55 Tubos, diámetro hasta 16 mm, blanco	5	pieza(s)
4340061	para 55 Tubos, diámetro hasta 16 mm, azul	5	pieza(s)
4340062	para 55 Tubos, diámetro hasta 16 mm, rojo	5	pieza(s)

Soporte para tubos de ensayo, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
115510	para 21 Tubos, diámetro hasta 13 mm, 180 mm x 60 mm x 60 mm	1	pieza(s)
115515	para 10 Tubos, diámetro hasta 19 mm, 180 mm x 60 mm x 70 mm	1	pieza(s)
115520	para 4 Tubos, diámetro hasta 30 mm, 180 mm x 60 mm x 80 mm	1	pieza(s)