


DURAN® YOUTILITY®

DESIGNED FOR YOU



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

DURAN® YOUTILITY® – INFORMACIÓN PARA PEDIR

DURAN® YOUTILITY® Frasco para laboratorio GL 45, vidrio transparente, completo

Capacidad (ml)	Altura (mm)	Diámetro exterior (mm)	Unidades por embalaje	Cód. artículo
125	124	55	4	21 881 28 54
250	158	66	4	21 881 36 53
500	193	78	4	21 881 44 52
1000	253	93	4	21 881 54 57

DURAN® YOUTILITY® Frasco para laboratorio GL 45, vidrio ámbar, completo

Capacidad (ml)	Altura (mm)	Diámetro exterior (mm)	Unidades por embalaje	Cód. artículo
125	124	55	4	21 886 28 59
250	158	66	4	21 886 36 58
500	193	78	4	21 886 44 57
1000	253	93	4	21 886 54 53

DURAN® YOUTILITY® Accesorios y piezas de repuesto

Descripción	Material y color	Unidades por embalaje	Cód. artículo
DURAN® YOUTILITY® Tapa roscada GL 45	Polipropileno grado alimenticio (PP), color cian	10	29 229 28 02
NUEVO DURAN® YOUTILITY® Tapa roscada GL 45 conforme a USP clase VI	Polipropileno biocompatible (PP), color blanco	10	29 229 28 27
DURAN® YOUTILITY® Anillo de vertido GL 45	Polipropileno grado alimenticio (PP), color cian	16	29 241 28 08
DURAN® YOUTILITY® Etiquetas imprimibles	Poliéster blanco 36 x 70 mm	1 x 100 etiquetas	29 401 02 03
DURAN® Bottle Tags GL 45 distintos colores	Silicona, ocho colores (dos Bottle Tags de cada color)	16	29 243 29 04
DURAN® Bottle Tags GL 45 rojo	Silicona, Set en color rojo	20	29 243 28 18
DURAN® Bottle Tags GL 45 naranja	Silicona, Set en color naranja	20	29 243 28 26
DURAN® Bottle Tags GL 45 amarillo	Silicona, Set en color amarillo	20	29 243 28 34
DURAN® Bottle Tags GL 45 verde	Silicona, Set en color verde	20	29 243 28 42
DURAN® Bottle Tags GL 45 azul	Silicona, Set en color azul	20	29 243 28 59
DURAN® Bottle Tags GL 45 púrpura	Silicona, Set en color púrpura	20	29 243 28 67
DURAN® Bottle Tags GL 45 negro	Silicona, Set en color negro	20	29 243 28 75
DURAN® Bottle Tags GL 45 blanco	Silicona, Set en color blanco	20	29 243 28 83

Para más información sobre la gama DURAN® YOUTILITY® visite: www.duran-youtility.com



DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz, Germany
www.DWK.com

