

# Wenn's auf Qualität ankommt.

Übersichtliches Aufbewahren und Transportieren  
*Clearly storing and transporting*

## Where quality matters.

**Drahtkörbe / Abtropfgestelle** 70  
*Wire baskets / Draining rack*

**Kleinteile - Waschkörbchen** 71  
*Small parts washing baskets*

**Transportwagen - Systeme** 72  
*Transport carts systems*






## Drahtkörbe mit Henkel, rund

Maschenweite 8 x 8 x 1 mm

### Wire baskets with handle, round

Mesh 8 x 8 x 1 mm

Material	C	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	80	100	10050
18/10 E-Poli	100	120	10051
18/10 E-Poli	120	150	10052
18/10 E-Poli	160	180	10053
18/10 E-Poli	180	210	10054
18/10 E-Poli	180	240	10055
18/10 E-Poli	180	270	10056
18/10 E-Poli	200	300	10057



## Drahtkörbe mit Henkel, rechteckig

Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Mit 2 Bodenstreben.

### Wire basket with handle, rectangular

Mesh 8 x 8 x 1 mm. With 2 cross-ties.

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	400	300	200	10120


## Drahtkörbe, eckig

Maschenweite 8 x 8 x 1 mm

### Wire baskets, angular

Mesh 8 x 8 x 1 mm

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	100	100	100	10020
18/10 E-Poli	120	120	100	10021
18/10 E-Poli	120	120	120	10022
18/10 E-Poli	150	100	100	10023
18/10 E-Poli	140	140	140	10024
18/10 E-Poli	150	150	150	10025
18/10 E-Poli	160	160	160	10026
18/10 E-Poli	200	150	150	10027
18/10 E-Poli	180	180	150	10028
18/10 E-Poli	180	180	180	10029
18/10 E-Poli	200	200	150	10030
18/10 E-Poli	200	200	200	10031
18/10 E-Poli	250	150	150	10032
18/10 E-Poli	300	200	150	10033
18/10 E-Poli	400	300	200	10071*
18/10 E-Poli	500	300	250	10073*
18/10 E-Poli	600	400	300	10076*




\* mit 2 Bodenstreben / with 2 cross-ties



65 Stellplätze / 65 pins

44 Stellplätze / 44 pins



### Abtropfgestell mit Abtropfschale

Für Reagenzgläser und Kolben.

### Draining rack with drip pan

For test tubes and flasks.

Material	A	B	C	Me/Qty	Artikel Nr.
PA-Coating	420	160	610	65	10130
PA-Coating	420	160	610	44	10140

PA = Polyamid / polyamid, -30/+80 °C


## Sie benötigen eine andere Größe? You need a different size?

### Individuelle Lösungen ab Losgröße 1

Unsere flexible und umfassende Fertigung in der Metallverarbeitung und -veredelung erlaubt es, vom Prototyp über die Kleinserie bis zur gewünschten Losgröße zu fertigen.

### Individual solutions from lot size 1


Our flexible and comprehensive manufacture covering metal processing and finishing then allows us to manage all stages of product development with our own resources, from the prototype over small series to the desired lot size.



Linsenträger /  
Carrier for lenses



Blechbauteil für Lift 240 /  
Sheet metal component for Lift 240



Reinigungskorb für Antriebswellen /  
Cleaning basket for drive shafts




## Transportwagen für Transportkörbe 18/10-Stahl

Mit Griff, 4 Lenkrollen (davon 2 feststellbar).  
Traglast Wagen 100kg. Traglast Korb 20kg.

### *Transport cart for transport baskets 18/10 stainless steel*

*With handle, 4 guide rolls (2 lockable).  
Max load cart 100kg. Max load basket 20kg.*

Material	A	B	C	kg max	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	603	403	950	100	17330



Körbe nicht enthalten /  
Baskets not included



Körbe nicht enthalten /  
Baskets not included


## Transportwagen für Transportkörbe EURO-NORM 18/10-Stahl

- 5 Einhängeschiene
- 2 Schiebegriffe
- Fahrbar: je 2 Lenk- und Bockrollen, 2 davon mit Bremse
- Radgehäuse verzinkt
- + 30mm für Überstand des Radgehäuses

### *Transport cart for transport baskets EURO-STANDARD 18/10 stainless steel*

- 5 hanging ties
- 2 pushing handles
- Mobile: 2 guide and fixed rolls, 2 with lock
- Enclosure of rolls, zincked
- + 30mm for of excess length of enclosure

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	610	465	1360	17333




### Deckel für Transportkorb 18/10-Stahl

3 verschiedene Maschenweiten  
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

### Cover for transport basket

### 18/10 stainless steel

3 different mesh dimensions  
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)



Material	A	B	m	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	575	375	10 x 10 x 3	17315
18/10 E-Poli	375	275	10 x 10 x 3	17316
18/10 E-Poli	575	375	20 x 20 x 3	17320
18/10 E-Poli	375	275	20 x 20 x 3	17321
18/10 E-Poli	575	375	35 x 35 x 3	17325
18/10 E-Poli	375	275	35 x 35 x 3	17326



Korb + Deckel / Basket + Lid  
17300 + 17315

### Transportkorb EURO-NORM stapelbar

### 18/10-Stahl

3 verschiedene Maschenweiten  
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

### Transport basket EURO-STANDARD stackable

### 18/10 stainless steel

3 different mesh dimensions  
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

Material	A	B	C	m	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	600	400	300	10 x 10 x 3	17300
18/10 E-Poli	600	400	150	10 x 10 x 3	17301
18/10 E-Poli	400	300	150	10 x 10 x 3	17302
18/10 E-Poli	600	400	300	20 x 20 x 3	17305
18/10 E-Poli	600	400	150	20 x 20 x 3	17306
18/10 E-Poli	400	300	150	20 x 20 x 3	17307
18/10 E-Poli	600	400	300	35 x 35 x 3	17310
18/10 E-Poli	600	400	150	35 x 35 x 3	17311
18/10 E-Poli	400	300	150	35 x 35 x 3	17312

